

MASÁŽNÍ PISTOLE

7014

ID: 30883



PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE



e-sportshop.cz

SPECIFIKACE A NABÍJENÍ

Masážní pistole pro uvolňování tělního svalstva a fascie je přenosné vibrační zařízení s dobíjecí baterií a široce variabilním nastavením pro masáž.

Masážní pistole efektivně redukuje bolest zapříčiněnou kumulací mléčných kyselin po intenzivním fyzickém tréninku, ale i uvolňuje ztuhlé svalstvo způsobené u lidí se sedavým zaměstnáním nebo u dlouhodobě ležících.

Upozornění a nabíjení

1. Před prvním použitím plně nabijte baterii až dvě hodiny. Poté můžete zařízení odpojit.
2. Chcete-li nabíjet, připojte adaptér k nabíjení zařízení a poté až připojte k elektrické zásuvce.
3. LED dioda na adaptéru při dobíjení svítí červeně, jakmile je pistole nabitá, kontrolka zezelená.
4. Nepoužívejte zařízení při nabíjení.

ZPROVOZNĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Zapněte zařízení pohybem tlačítka na dně baterie do ON pozice. Zařízení vypnete posunutím stejného tlačítka do pozice OFF.
2. Pokud máte aktivační tlačítko v pozici ON, stiskněte na displayi tlačítko „power(+)“ pro zprovoznění do úrovně jedna, pro uvedení do úrovně dva, stiskněte opět tlačítko „+“ a pro uvedení zařízení do úrovně tři, stiskněte příslušné tlačítko třikrát, atd. až do úrovně třicet.
3. Pokud je zařízení vypnuté, můžete vložit či vyměnit masážní hlavici. Při výměně je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Výměnu provádějte plynule, bez trhavých pohybů.
4. Masírujte potřebné části těla požadovanou rychlostí a intenzitou

Údržba, čištění a uložení

1. Pro čištění zařízení použijte vlhkou utěrku a osušte jemnou tkaninou.
2. Pokud zařízení nepoužíváte nebo s ním cestujete, skladujte masážní pistoli v krabici nebo boxu.
3. Během přepravy buďte mimořádně opatrní, chraňte pistoli od nadměrných otřesů, pádů či vodě.
4. Skladujte v suchu a dobře ventilovaném místě.

MASÁŽNÍ HLAVICE

Masážní hlavice zajišťují snadnou masáž pro celé tělo. Doporučujeme používat hlavice pouze na určené partie. Hlavice vyměňujte opatrně. Během výměny musí být zařízení vždy vypnuté.



KULOVITÝ

Univerzální hlavice pro snadné masírování celého těla. Vhodný do začátku.



HOUBA

Tento nástavec využijte hlavně pro masáž břišních svalů, hrudi nebo nohou.



U-TVAR

Postižený sval může být stimulován i nepřímo. Vhodná pro páteř



KÓNICKÝ

Jednoduchý, kuželovitý tvar umožňuje přímo působit na hlubší tělní svalstvo.



SEKTOR

Vhodný pro masáž krku a nebo například Achillovy šlachy.



PRST

Variabilní nástavec pro několik svalových skupin. Ideální pro plosku nohy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Baterie: 12V 2000mah

Motor: Brushed motor Power: 40W

Rychlost: 1200-2800Gear

Počet rychlostí: 30

Rozsah napětí: 110V-240V 50-60HZ 0.8A

Nabíjení: 2-3 hodin

Výdrž baterie: 3-4 hodin

Počet masážních hlavic: 6

Rychlost	Výkon	Kapacita baterie	Velikost	Hmotnost
1-30	12V	3-4h	23x17,5x7 cm	810g



PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Upozornění

1. Nikdy neponořujte zařízení do vody, nevystavujte ho zdrojům tepla ani vody a jiným kapalinám.
Udržujte ventilační průduchy zařízení čisté, nevystavujte je prachu a dalším drobným nečistotám.
2. Neodstraňujte šroubky ze zařízení, ani zařízení nerozebírejte.
3. Nepoužívejte zařízení více než 60 minut bez přestávky. Nechte zařízení alespoň 30 minut vypnuté před každým dalším použitím.
4. Vytáhněte nabíječku z baterie zařízení po skončení každého nabíjení a před a po každém užívání.
5. Zařízení je určeno pouze pro dospělé osoby. Pokud jste zranění, nepoužívejte ho a konzultujte jeho použití se svým lékařem.

Bezpečnostní řád

Pozor! Pro předejití rizika úderu elektrickým proudem, vzniku požáru a zranění, musí být toto zařízení používáno v souladu s následujícími pravidly.

1. Zařízení je určeno pouze pro dospělé osoby.
2. Používejte zařízení pouze na suchém a čistém povrchu těla nejlépe přes oděv nebo jemnou tkaninu. Lehce s citem přitlačte k určité části těla a postupně pohybujte, nemasírujte jedno místo více než 60 sekund.
3. Používejte zařízení na masáž měkkých částí těla podle potřeby bez nepříjemného pocitu a bolesti.
Nepoužívejte na masáž hlavy a dalších tvrdších částí těla, kde se bezprostředně pod kůží nalézá kost.

4. Používejte pouze ty nástavce, které jsou určeny pro dosažení kýženého účinku.
5. K pohmoždění svalu může dojít bez ohledu na Vaší pozornost během používání a nastavení zařízení. Kontrolujte masírovaná místa často a při první známce bolesti nebo nepříjemného pocitu ihned přestaňte s masáží.
6. Prsty, vlasy nebo další části těla držte mimo kontakt se zadní stranou nástavce, může dojít k nežádoucímu sevření, štípnutí.
7. Neumísťujte žádné předměty do ventilačních průduchů zařízení.
8. Neponořujte do vody nebo nedovolte, aby se voda dostala do zařízení.
9. Nepouštějte zařízení na zem, ani s ním nešetrně nezacházejte.
10. Dobíjejte zařízení pouze s originální nabíječkou 26VDC, která je součástí balení.
11. Pečlivě zkontrolujte zařízení a baterii před každým používáním.
12. Neupravujte ani nevylepšujte zařízení jakýmkoliv způsobem.
13. Nikdy nenechávejte zapnuté nebo dobíjené zařízení bez dozoru.

Nepoužívejte zařízení bez souhlasu Vašeho lékaře pokud jste:

gravidní, diabetik s komplikacemi jako je neuropatie, čerstvě po operaci, epileptik trpící migrénami, prošli výměnou kloubu, ne zcela svéprávná osoba nebo mladší 18 let a nejste v přítomnosti kompetentního dozoru nebo máte poškozenou sítnici, kardiostimulátor, kýlu, spondylolýzu, umělý kloub nebo kovové náhrady jakékoliv části skeletu.

Zmíněné diagnózy nevylučují zcela možnost používání tohoto vibračního zařízení, ale upozorňují na nutnost konzultace s kompetentním lékařem před jeho použitím.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud se zařízení během jednoho roku od jeho pořízení selže v důsledku zpracování nebo použitého materiálu, pak bude následná oprava nebo výměna nezbytných komponentů hrazena dodavatelem.

Tato podmínka neplatí pokud:

1. Poškození je zapříčiněné nehodou, zneužitím, nesprávným používáním nebo použitím přístroje jinak než je uvedeno v jeho návodu na použití.

2. Zařízení je podrobena neautorizované opravě.

3. Poškození přesahuje celkovou hodnotu zařízení.

4. Poškození zařízení je důsledkem nesprávného přechovávání nebo v důsledku takových podmínek, které jsou v rozporu s řádnou údržbou a přechováváním zařízení v prostorách klienta.

5. Klient nedokáže dostatečně prokázat datum pořízení zařízení.

Odpovědnost za škodu na zboží se může lišit v závislosti na konkrétních zákonech konkrétní země.

Pokud je některé z výše uvedených pravidel v rozporu se zákony země, ve které je zařízení prodávané, pak toto pravidlo platí tak, jak je uvedeno v příslušném zákoně.

Distributor v ČR:

RADANSPORT s.r.o.

Za Otýlí 10

370 01 České Budějovice

email: obchod@e-sportshop.cz

tel: +420 387 411 543

Vyrobena v Číně

e-sportshop.cz